

FICHE PRODUIT

Echarpe d'immobilisation d'épaule Lohmann Rauscher

Référence : SOC-GILOHMANN

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Gilet de série pour contention et immobilisation scapulo-humérale.

Pour luxation de l'épaule, contention après chirurgie de l'épaule, fracture de l'omoplate, paralysie plexique, immobilisation après traumatisme du coude.

Caractéristiques techniques de l'Echarpe d'immobilisation d'épaule Lohmann Rauscher :

- Couleur : Jeans
- Manchon coton, rembourrage mousse
- Blocage de l'épaule par écharpe thoracique
- Poids : 150 g
- Référence : Echarpe d'immobilisation d'épaule

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7229-echarpe-d-immobilisation-d-epaule-lohmann-rauscher.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com