


FICHE PRODUIT

Compresse de gaze hydrophile en coton purifié, 100 x 100 mm

Référence : SOC-COM40

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Compresse de gaze hydrophile en coton purifié.

- Pliage chirurgical à bords rentrés.

Dimensions:

- 100 x 100 mm (pliées).
- 380 x 380 mm (dépliées).

Nombre de plis: 16.

Nombre de fils par cm²: 17.

Condition minimum de vente : sachet de 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-de-gaze/724-compresse-de-gaze-hydrophile-en-coton-purifie-100-x-100-mm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com