

FICHE PRODUIT



Agitateur rotatif, KJMR-IV B10

Référence : SOC-KJMR-IVB10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Agitateur rotatif, KJMR-IV B10

Un **agitateur** est un élément d'une unité de procédé ayant pour but d'assurer l'homogénéisation d'un milieu. La surface de travail peut tourner en rond pour mélanger le sang de manière égale dans les contenants et assurer la précision et la reproductibilité des résultats des tests. L'opérateur peut mettre et retirer l'échantillon facilement. Bien que la vitesse soit réglable, elle est appropriée pour le mélange du sang dans les tubes de prélèvement sanguin.

Spécifications techniques :

- Vitesse de roulement : 12 - 32 rpm ;
- Quantité de tube par : 1 - 15 pc ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Diamètre du tube : $13 \pm 0,1$ mm ;
- Diamètre du disque de travail : 220 mm ;
- Angle d'inclinaison : 38° ;
- Tension : AC 220V $\pm$ 10% (50/60 Hz).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateurs/7245-melangeur-de-sang.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com