

FICHE PRODUIT



Stéthoscope Pinard obstétrical en plastique auscultation fœtale

Référence : RIE-4190

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Stéthoscope Pinard plastique | Auscultation du cœur fœtal — L'instrument obstétrical classique

Le **stéthoscope Pinard en plastique** est l'outil obstétrical de référence pour l'auscultation des bruits du cœur fœtal. Utilisé par les sages-femmes, gynécologues-obstétriciens et médecins en suivi prénatal depuis plus d'un siècle.

Acoustique optimisée par la forme en entonnoir

La forme en entonnoir concentre et amplifie les sons cardiaques fœtaux naturellement, sans amplification électronique. Une technologie simple, éprouvée, qui reste une référence en obstétrique mondiale.

Praticité et économie

Plastique robuste, léger, facile à désinfecter, résistant aux chocs. Son prix très accessible en fait l'instrument de base incontournable en maternité et dans les zones à ressources limitées.

Caractéristiques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Matériau : plastique robuste
- Forme : entonnoir obstétrical classique
- Usage : auscultation cardiaque fœtale — Livré en carton

Garantie : 1 an.

Mentions obligatoires :

Publicité.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/stethoscopes-medicaux/725-stethoscope-pinard-plastique-obstetrical.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com