

FICHE PRODUIT



Bistouri fixe, manche plat, lame convexe 50mm

Référence : SOC-DO4402

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du bistouri fixe, manche plat:

- Lame convexe 50 mm, en inox;
- Longueur totale: 17 cm;
- Conditionnement minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/726-bistouri-fixe-manche-plat.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com