

FICHE PRODUIT



Tabouret pour cabinet dentaire, Modèle SA002DE

Référence : SOC-SA002DE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du Tabouret pour cabinet dentaire, Modèle SA002DE:

- Dimensions de l'assise: (L) 450 * (l) 410 * (H) 80 mm.
- Dossier: (L) 360 * (W) 300 mm.
- Diamètre des roulettes en simili cuir : 50 mm.
- Base: Aluminium.
- Hauteur réglable de l'assise : 140 mm.
- Tapisserie: simili cuir.
- Matière: Simili cuir.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tabourets-pour-dentistes/7263-tabouret-pour-cabinet-dentaire-modele-sa002de.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com