

FICHE PRODUIT



Compresse non tissée non stérile, 50 x 50 mm

Référence : SOC-COM10NT

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Compresse non tissée non stérile, 50 x 50 mm

- Matière: viscose et polyester.
- Qualité 30 grammes.
- Haut pouvoir d'absorption.
- Ne peluche pas.
- Ne s'étire pas.

Dimensions:

- 50 x 50 mm (pliées).
- 100 x 100 mm (dépliées).

Nombre de plis: 4.

Condition minimum de vente: sachet de 100 pièces.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/compresses-non-tisse-non-steriles/727-compresse-non-tisse-non-sterile-50-x-50-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com