

FICHE PRODUIT

Seringues en verre Dosys 155 , luer-lock Métal centré, 20ml

Référence : SOC-17155520

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Seringues en verre Dosys 155, luer-lock Métal centré, 20ml

• Conditionnement

- Pack de 02 Seringues

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-en-verre/7280-seringues-dosys155-luer-lock-centre-20ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com