

FICHE PRODUIT



Systeme d'anesthésie modèle A5

Référence : SOC-FMA5

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques techniques du Système d'anesthésie modèle A5 :

- Ventilation par contrôle du volume (VCV).
- Ventilation par contrôle de la pression (VCP) avec garantie du volume.
- Ventilation par support de la pression (VSP).
- Ventilation intermittente imposée synchronisée en modes volume et pression (VIIS-CV et VIIS-CP).
- La compensation automatique de la conformité et la compensation de gaz frais permettent de garantir la précision des volumes courants.
- Le système respiratoire chauffé élimine pratiquement la condensation interne.
- Conçu avec des protège-roulettes intégrés, ce système permet de maintenir les câbles et les tubulures à distance.
- Avec son récipient unique et économique, l'absorbeur réduit le volume compressible de l'espace mort et tolère les agents absorbants remplis de particules, non propriétaires et pré-emballés.
- Tablette tactile de commande intégrée de recharge.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Eclairage de la plateforme avec commande de réglage de la luminosité.
- Batterie de secours avec deux heures d'autonomie.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-d-anesthesie/7283-systeme-d-anesthesie-modele-a5.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com