

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de table, Modèle CH90-3

Référence : SOC-04CH90-3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Centrifugeuse de table

• Caractéristiques:

- Modèle CH90-3
- Minuterie 0 - 99 min.
- Vitesse max. (tr/min): 4000
- Accélération max. (g): 2325
- Capacité max. (ml): 20 ml x 8
- Taille mémoire permanente: 5 programmes personnalisés, accès direct
- Température: 45°C
- Dimensions (H x L x P) mm: 37 x 34 x 28
- Poids (kg): 8
- Puissance moyenne/max.(W): 40

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/7284-centrifugueuse-de-table-modele-ch90-3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com