

FICHE PRODUIT



Moniteur foetal, modèle STAR5000E

Référence : SOC-STAR5000E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le Moniteur foetal STAR5000E permet d'améliorer le système de management des enregistrements médicaux ; comptage automatique et manuel du mouvement foetal ; auto-classification du foetus ; notification de la force du signal FHR ; vérification des canaux croisés gémellaires ; stockage et relecture en temps réel de 60 h de formes d'ondes, le stockage de rapport médical en masse durant une panne d'électricité, peut stocker 30000 rapports ; la connexion au réseau avec ou sans fil pour former un système central de monitoring obstétrique.

Ecran pliable

Le Moniteur foetal STAR5000E est équipé d'une batterie li-ion intégrée de haute capacité avec une autonomie de fonctionnement de plus de 4h ; monitoring foetal gémellaire en option.

Montage mural

Système d'impression

Le Bac à papier est situé à l'avant afin de permettre un chargement plus aisé du papier ; impression en ligne de 112 mm pour répondre aux normes cliniques ; supporte l'impression en temps réel de 30mm/min, 20mm/min ; supporte l'impression de 25 mm/secondes de formes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

d'ondes FHR à grande vitesse; impression chronométrée ; monitoring fœtal gémellaire en option.

Connexion des données

Support USB externe, stockage de données dans la carte mémoire;
mise à niveau externe du logiciel USB.

Compact et léger

Petit et léger, poignée discrète, facile à transporter

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cardiocardiographes/7286-moniteur-foetal-modele-star5000e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com