

FICHE PRODUIT

Lampe d'opération mobile, Modèle HYLED200 avec batterie de secours

Référence : SOC- HYLED200

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La lampe d'opération mobile modèle HyLED 200 bénéficie des avancées technologiques des lampes chirurgicales à LED, et offre une excellente performance d'éclairage : une meilleure intensité de lumière, une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie.

- Luminosité 70 000 Lux avec une profondeur d'éclairage de 1500 mm pour une meilleure visualisation possible.
- Une meilleure différenciation tissulaire avec indice de rendu de couleur (Ra & R9) de 96.
- Vie de l'ampoule en moyenne de 60 000 heures avec une faible consommation d'énergie.
- Batterie de secours d'une durée de travail allant jusqu'à 10 heures à intensité maximum.

- **Manipulation flexible et simple**

Les fonctions suivantes peuvent être activées par voie électronique à l'aide du panneau de commande sur la tête lumineuse :

- Interrupteur marche-arrêt ;
- 5 étapes de contrôle de luminosité.

Plusieurs options pour diverses applications cliniques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Petite clinique, salle d'examen et salle d'urgence**

- Il est recommandé avec une lampe portable ;
- 4 roulettes de type universelles de 75 mm, avec freins à pied.

- **Unité de soin intensif**

- Il est recommandé avec lampe montée au plafond ;
- Rayon de rotation pouvant atteindre 1,5 m avec une flexibilité optimale.

- **Induction OR, salle de soins et les zones de récupération**

- Il est recommandé avec lampe fixé au plafond ou sur le mur ;
- Pas besoin de repositionner au moment d'établir le canal de la veine ;
- La poignée en option peut être stérilisée.

- **Spécifications techniques de la lampe d'opération mobile Modèle HyLED 200**

- Luminosité centrale (à 1m de distance) : 70 000 Lux
- Diamètre du champ lumineux (à 1m de distance) : 170 mm
- Profondeur d'éclairage (20%) : 1500 mm
- Profondeur d'éclairage (60%) : 700 mm
- Température de couleur : 4350 K
- Indice de rendu de couleur (Ra) : 96
- Indice de rendu de couleur (R9) : 96
- Durée de vie de l'ampoule : $\geq 60\,000$ h
- Durée de la batterie de secours : 10 heures
- Plage de gradation : 10-100%
- Nombres d'ampoules LED : 6
- Consommation maximale de toutes les sources de lumière : 230 x 330 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-sciaalytiques/7290-lampe-d-operation-mobile-modele-hyled200.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com