

FICHE PRODUIT

LAMPE D'OPERATION CHIRURGICALE LED, MODELE Hyled 600

Référence : SOC- Hyled600

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

En raison de la maturité croissante des techniques chirurgicales non invasives, Les chirurgies de jour, qui ne nécessite pas un séjour de nuit à l'hôpital, deviennent de plus en plus populaire.

Conçue pour les petites chirurgies/chirurgie de jour, la lampe d'opération chirurgicale modèle HyLED 600 fournit un éclairage de qualité supérieur ainsi qu'une meilleure différenciation des tissus et une couleur naturelle.

- Luminosité centrale 130 000 lux, conçu pour les petites chirurgies/chirurgies de jour.
- Une meilleure différenciation des tissus avec indice de rendu de couleur (Ra & R9) de 96.
- Le mode ambiant est activé séparément par une touche de commande.

- **Chirurgie plastique**

- Un champ lumineux de 22cm de diamètre pour une opération superficielle ;
- Deux têtes lumineuses pour une chirurgie simultanée du menton et du front.

- **Chirurgie endoscopique**

- Le mode ambiant est activé par une touche de commande séparée.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Design fin et compact pour les problèmes de flux laminaire

- **Chirurgie générale**

- Intensité lumineuse 130 000 lux avec une profondeur de 1200 mm.
- Meilleure différenciation des tissus avec un indice de rendu de couleur (Ra & R9) de 96.

- **Obstétrique et gynécologie**

- Le docteur peut positionner facilement la tête lumineuse tout en étant assis ou debout.
- Un tamisage de l'ombre de 50% à l'aide du tube et deux masques pour la chirurgie du vagin et la chirurgie endoscopique transluminale au travers d'orifices naturels.

- **Spécifications techniques de la lampe d'opération LED, modèle HyLED 600 :**

- Luminosité centrale (à 1m de distance) : 130 000 Lux
- Diamètre du champ lumineux (à 1m de distance) : 220 mm
- Profondeur d'éclairage (20%) : 1200 mm
- Profondeur d'éclairage (60%) : 600 mm
- Température de couleur : 4350 K
- Indice de rendu de couleur (Ra) : 96
- Indice de rendu de couleur (R9) : 96
- Durée de vie de l'ampoule : $\geq 60\,000$ h
- Plage de gradation : 5-100%
- Dimension de la tête lumineuse : 540 mm
- Nombre d'ampoules LED : 18
- Consommation maximale de toutes les sources de lumière : 230 x 330 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-sciaiytiques/7291-lampe-d-operation-chirurgicale-led-modele-hyled-600.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com