

FICHE PRODUIT



Lampe d'opération mobile, Modèle HYLED200M

Référence : SOC-HYLED200M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La lampe d'opération mobile modèle HyLED 200M bénéficie des avancées technologiques des lampes chirurgicales à LED, et offre une excellente performance d'éclairage : une meilleure intensité de lumière, une longue durée de vie et une faible consommation d'énergie.

Manipulation flexible et simple

Les fonctions suivantes peuvent être activées par voie électronique à l'aide du panneau de commande sur la tête lumineuse :

- Interrupteur marche-arrêt ;
- 5 étapes de contrôle de luminosité.

Plusieurs options pour diverses applications cliniques :

Petite clinique, salle d'examen et salle d'urgence :

- Il est recommandé avec une lampe portable ;
- 4 roulettes de type universelles de 75 mm, avec freins à pied.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Unité de soin intensif :

- Il est recommandé avec lampe montée au plafond ;
- Rayon de rotation pouvant atteindre 1,5 m avec une flexibilité optimale.

Induction OR, salle de soins et les zones de récupération

- Il est recommandé avec lampe fixé au plafond ou sur le mur ;
- Pas besoin de repositionner au moment d'établir le canal de la veine ;
- La poignée en option peut être stérilisée.

Spécifications techniques de la lampe d'opération mobile, Modèle HyLED 200M :

- Luminosité centrale (à 1m de distance) : 70 000 Lux
- Diamètre du champ lumineux (à 1m de distance) : 170 mm
- Profondeur d'éclairage (20%) : 1500 mm
- Profondeur d'éclairage (60%) : 700 mm
- Température de couleur : 4350 K
- Indice de rendu de couleur (Ra) : 96
- Indice de rendu de couleur (R9) : 96
- Durée de vie de l'ampoule : $\geq 60\,000$ h
- Plage de gradation : 10-100%
- Nombres d'ampoules LED : 6
- Consommation maximale de toutes les sources de lumière : 230 x 330 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-sciaiytiques/7293-lampe-d-operation-mobile-modele-hyled200m.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com