

**FICHE PRODUIT**



## Set de Spéculum nasal de Killian,

Référence : SOC-410809

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Set de spéculum nasal de Killian

#### Diamètre:

- 30mm(enfant)
- 50mm (adulte)
- 75mm (adulte)
- En acier inoxydable

## Conformité et garantie



Marquage CE

#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/speculum-de-killian/7298-speculum-nasal-de-killian.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)