


FICHE PRODUIT



Pack complet d'électrodes pour Analyseur d'électrolyte ISE 3000/XI-921F

Référence : SOC-ELC-XI921F

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pack complet d'électrodes pour Analyseurs d'électrolytes ISE 3000/XI-921F (Na, K, Cl)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/7311-pack-electrodes-pour-ise3000.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com