

FICHE PRODUIT



Flocculateur de laboratoire à 6 postes, modèle 14FJ01

Référence : SOC-14FJ01

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Flocculateur de laboratoire à 6 postes, modèle 14FJ01

Les **flocculateurs ORCHIDIS** sont spécialement conçus pour les **essais de floculation décantation**. cela dit le **Flocculateur de laboratoire à 6 postes, modèle 14FJ01** que vous propose **SOCIMED** est d'une originalité remarquable vous le découvrirez en l'utilisant.

1- Avantages du Flocculateur de laboratoire à 6 postes, modèle 14FJ01:

- Construction robuste ;
- Écran d'affichage LCD rétro éclairé ;
- Maîtrise parfaite des réglages de vitesse et de temps avec les commandes numériques ;
- Menu de programmation simple en 2 étapes ;
- Éclairage LED à lumière diffuse pour une meilleure visibilité sans éblouissement ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Pâles et les tiges d'agitation en acier Inox 316L résistant à la corrosion, aux agressions chimiques et physiques ;
- Hauteur des pâles ajustable avec système autobloquant ;
- Alimentation sur secteur ou sur allume cigare 12V.

2- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FLOCCULATEUR DE LABORATOIRE A 6 POSTES, MODELE 14FJ01 :

	Floculateur de terrain 6 postes
	14FJ01
Nombre de postes	6
Capacité des postes	Pour vase de floculation 1L
Tiges et pâles d'agitation	Ajustables en hauteur et autobloquantes En Inox 316L, résistant aux agressions chimiques et physiques
Affichage	Écran LCD rétro éclairé
Vitesse d'agitation	Entre 10 et 400 tours/min par pas de 1 tour/min Réglage par commande numérique
Minuterie	Entre 10 et 3600 sec par pas de 1 sec Réglage par commande numérique
Éclairage	Panneau à LED non éblouissant
Alimentation	12V avec adaptateur secteur
Dimensions LHP	900 x 405 x 230 mm
Poids	17,5 kg

3- ACCESSOIRES DU FLOCCULATEUR DE LABORATOIRE A 6 POSTES, MODELE 14FJ01 :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires fournis

- Adaptateur secteur

Accessoires en option

- | | |
|--|--------|
| • Vase de floculation en plastique | 1BP010 |
| • Vase de floculation 1L en verre gradué 900 ml | 1VF001 |
| • Vase de floculation 1L en verre gradué 1000 ml | 1VF002 |
| • Adaptateur allume cigare | 1AA050 |

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-automates-de-laboratoire/7314-floculateur-de-laboratoire-a-6-postes-modele-14fj01.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com