

FICHE PRODUIT



Spectrophotomètre visible plug-and- play, Modèle UVILINE8100

Référence : SOC-UVILINE8100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

VERSATILITÉ

- Grande gamme d'accessoires :
- Porte cuve 10mm
- Porte cuve universel 5mm-100mm & tube 16mm
- Porte tube 16mm
- Porte cuve thermostatable
- Tourelle multi-cuves automatique 5+1 • Sipper • Effet Peltier • Sipper avec effet Peltier
- Imprimante usb au standard pcl 5 ou 6
- Logiciel labpower
- Système quick-lock
- Alimentation 110-220AC ou 12VDC

DÉTAIL DU LOGICIEL

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Concentration	De 0 à 10 étalons. Visualisation et gestion de la courbe de lissage
Cinétiques	Affichage graphique dynamique et gestion des courbes : zoom, calcul de la pente, comparaison des cinétiques
Balayage spectral	Affichage graphique dynamique et gestion des courbes : zoom, recherche des max/min, dérivées
Multi longueur d'onde	Lecture jusqu'à 10 longueurs d'onde et formule associée
Compatibilité avec BPL	Login avec 3 niveaux d'identification, stockage des paramètres et des données
Capacité de stockage	Interne 100 méthodes / 30 graphiques / 1000 résultats Avec clé USB étendu à la capacité de la clé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Gamme de longueur d'onde	• 320-1100 nm
Source	• Halogène
Bande passante spectrale	• 6 nm
Résolution de longueurs d'onde (LO)	• Lecture : 0.1 nm • Ajustement : 1 nm
Justesse en LO	• ± 2 nm
Répétabilité en LO	• $\pm 0,5$ nm
Gamme photométrique	• $\pm 3,300$
Résolution photométrique	• 0,001 Abs ou 0,1% T
Justesse photométrique	• $\pm 0,005$ Abs (0,5 Abs) • $\pm 0,008$ Abs (1,0 Abs) • $\pm 0,016$ Abs (2,0 Abs)
Lumière parasite	• $< 0.1\%$ à 340nm (NaNO ₂)
Planéité de la ligne de base	• $\pm 0,010$ Abs
Balayage spectral	• Rapide – moyen – lent
Mise à jour	• Via le port USB
Interface	• 1 USB-A, 1 USB-B, 1 RS 232C
Norme IP	• IP 30 avec évacuation dans le porte cuve
Alimentation	• 110-220 V 50/60 Hz - câble(s) spécifique(s) pays
Température (°C)	• Utilisation : 10°C à 35°C / stockage 25°C à 65°C
Dimensions (L x l x h)	• 404 x 314 x 197 mm
Poids (net)	• 4,7 Kg
Garantie	• 3 ans

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/spectrophotometre-biochimie/7316-spectrophotometre-visible-plug-and-play-modele-uviline8100.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com