

**FICHE PRODUIT**



## **Agitateur horizontal pour les sacs de plaquettes, Modèle APL-54**

Référence : SOC-APL-54

### **Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## **Description du produit**

### **Caractéristiques de l'agitateur horizontal pour les sacs de plaquettes,**

#### **Modèle APL-54**

- Meuble avec revêtement époxy avec la plate-forme d'aluminium traité, avec supports pour sacs en acier inoxydable de type AISI 304.
- Dispositif de pause d'agitation et redémarrage automatique en 30 secondes pour la manipulation de sacs.
- Alarme sonore en cas de panne de courant.
- Écran LCD, pour signaler l'enregistrement d'incidents: compte le nombre de pannes et de leur durée.
- Nombres d'étagères : 9
- Capacité des sacs : 54
- Dimensions en cm (Haut, larg, prof) : 40 x 44 x 39
- Consommation de l'énergie: 50 W
- Tension : 230 V

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Poids : 22 kg

\*Lorsque le courant est rétabli l'appareil redémarre automatiquement l'agitation.

### Panneau de commandes

#### Bouton multi-commandes pour le réglage de:

- Fixer la date et l'heure.
- Bouton d'arrêt d'agitation pendant 30 secondes.
- Réinitialisation des alarmes.
- Déplacement pour revoir le nombre d'incidents.

\*Programmation du temps d'arrêt de l'agitateur.

## Conformité et garantie



Marquage CE

#### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/7320-agitateur-horizontal-pour-les-sacs-de-plaquettes-modele-apl-54.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com