

FICHE PRODUIT



Agitateurs Horizontal Pour Les Sacs De Plaquettes, Modèle APL-108

Référence : SOC-APL-108

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- Mouvement de va-et-vient avec vitesse fixe R.P.M 66, déplacement latéral de 40mm.
- Modèle "APL-108" capacité: 108 sacs de plaquettes.

CARACTÉRISTIQUES DE L'AGITATEURS HORIZONTAUX POUR LES SACS DE PLAQUETTES, MODELE APL-108

- Meuble avec revêtement époxy avec la plate-forme d'aluminium traité, avec supports pour sacs en acier inoxydable. AISI 304.
- Dispositif de pause d'agitation et redémarrage automatique en 30 secondes pour la manipulation de sacs.
- Alarme sonore en cas de panne de courant.
- Écran LCD, pour signaler l'enregistrement d'incidents: compte le nombre de pannes et de leur durée.
- Lorsque le courant est rétabli l'appareil redémarre automatiquement l'agitation.

PANNEAU DE COMMANDES DE L'AGITATEURS HORIZONTAUX POUR LES SACS DE PLAQUETTES, MODELE APL-108

Bouton multi-commandes pour le réglage de:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Fixer la date et l'heure.
- Bouton d'arrêt d'agitation pendant 30 secondes.
- Réinitialisation des alarmes.
- Déplacement pour revoir le nombre d'incidents.
- Programmation du temps d'arrêt de l'agitateur.

Modèles	Code	Nombre d'étagères	Capacité sacs	Dimensions Hauteur x largeur x profondeur	Consommation W	Voltage v	Poids kg
APL-108	3000981	18	108	40X84X38	50	230	35

Sur demande, est fournie à 110V 60Hz..

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/7321-agitateurs-horizontaux-pour-les-sacs-de-plaquettes-modele-apl-108.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com