

FICHE PRODUIT

Cabine d'agitation et d'incubation des plaquettes sanguines, Modèle PLX-IN

Référence : SOC-PLX-IN

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la Cabine d'incubation, Modèle PLX-IN

- Construit en méthacrylate avec porte battante, facilitant l'accès à la zone de travail et la visualisation de l'intérieur de la chambre pendant l'agitation des sacs.
- Base en bas en acier inoxydable de type AISI 304.
- Dispositif de protection avec auto-déconnexion en cas d'ouverture de la porte et de redémarrage automatique en 30 secondes
- Dimensions extérieure en cm (Haut, larg, prof) : 44 x 63 x 65
- Dimensions intérieure en cm (Haut, larg, prof) : 33 x 60 x 50
- Consommation de l'énergie: 360 W
- Poids : 38 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/7322-cabine-d-incubation-modele-plx-in.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com