

FICHE PRODUIT

Microscope trinoculaire avec Tablette tactile 8" et camera 5MP Modèle TM1025"

Référence : SOC-TM1025

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Ensemble complet et prêt à installer sur le troisième tube de tout microscope trinoculaire

- Caméra au choix 1,3 à 5 Mpixels
- Modèle à connexion sans fil WiFi
- Tablette avec écran tactile 1280 x 800 pixels, processeur QuadCore 1,33 Ghz avec processeur graphique HD, système d'exploitation Windows 8.1, 32 bit, caméras complémentaires frontale et arrière 2 MPixels, mémoire RAM 1 GB
- **Tablette 8"** : stockage interne SSD 32 Gb et carte micro-SD jusqu'à 32 GB, connecteur micro USB 2.0, Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0, audio stéréo avec jack 3,5 mm et micro interne, boîtier aluminium, batterie lithium 4420 mAh / 17 Wh, dimensions : 214 x 128 x 9,8 mm / 370 g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microscopes-biologique/7323-tablette-tactile-8-avec-camera-5mp-pour-microscope-modele-tm1025.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com