

FICHE PRODUIT

Armoire Incubateur pour sacs de plaquettes (Banque de sang)

Référence : SOC-2101509

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Présentation

- Conception exclusivement adapté pour placer l'agitateur de sacs de plaquettes modèle APL-54.
- Avec circulation d'air forcée.
- Température fixe 20°C. Stabilité $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$. Résolution 1°C
- Enregistreur graphique de température circulaire, de 7 jours.

• Sécurité

Thermostat limiteur de basse température.

Indicateurs lumineux et sonores :

- De la température excessivement basse ($+18^{\circ}\text{C}$) ;
- De la température excessivement haute ($+24^{\circ}\text{C}$) ;
- De la porte ouverte ;
- De panne de réseau et de panne de batterie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Enregistreur graphique de la température, 7 jours avec autonomie de 6 mois.
- Signal sonore dans toutes les conditions d'alarme.
- Indicateur acoustique.

• **Applications**

Armoire spécialement conçu pour la conservation des sacs de plaquettes.

• **Caractéristiques de l'armoire Incubateur pour sacs de plaquettes (Banque de sang) :**

- Meuble extérieur et enceinte intérieure en acier inox de type AISI 304.
- Porte double en verre, réversible, avec fermeture et joint facilement remplaçables, avec mécanisme de retour automatique et enclenchement manuel.
- Groupe compresseur hermétique placé sur base antivibratoire, avec évaporateur à pales type air forcé et condensateur à pales type ventilé.
- Supports d'étagères et étagères en acier plastifié en PVC.
- Base de 2 prises de courant pour le modèle puissance max. 500 W.
- Circulation d'air interne pour une plus grande uniformité de la température.
- Gaz réfrigérant R134a.
- Capteurs de température logés dans des conditions similaires aux poches de plaquettes.
- Enregistreur graphique à disque intégré.
- Capacité : 600 litres
- Capacité de l'agitateur : 2 x APL-54
- Dimension intérieur (Haut. x Larg. x Prof.) : 136 x 58 x 69 cm
- Dimension intérieur (Haut. x Larg. x Prof.) : 207 x 70 x 82 cm
- Consommation électrique : 350 W
- Puissance : 3/8 HP
- Nombre d'étagères : 2
- Poids : 115 kg.

Contrôle de la température par microprocesseur qu'à travers l'écran vous permet de configurer et

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

afficher les paramètres suivants :

- Code d'entrée.
- Signalisation d'alarme externe.
- Réglage SET.
- Régler l'alarme.
- Etalonnage.

• **Panneau de commande :**

1. Écran digital.
2. Indicateur lumineux de panne de batterie.
3. Indicateur lumineux de porte ouverte.
4. Indicateur lumineux de panne de réseau.
5. Touche augmentation valeur.
6. Touche diminution valeur.
7. Valider / RESET alarme.
8. Enregistreur graphique de 7 jours

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/7324-armoire-incubateur-pour-sacs-de-plaquettes-banque-de-sang.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com