

FICHE PRODUIT

Pince à sertir, dénuder et couper les tubes de poches à Sang, Modèle TS-10002

Référence : SOC-TS-10002

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Pince à sertir, dénuder et couper les tubes de poches à Sang, Modèle TS-10002

La nouvelle série de **Pince à sertir**, dénuder et couper les tubes de poches à Sang offre une gamme complète dont les performances ont été améliorées.

Ils sont spécialement conçus pour enlever, fermer et classer les tubes lors des préparations des fractions de sang à partir du sang collecté, et également lors du traitement. Le sang dans les segments de tube est fractionné en poche de prélèvement et scellés à l'aide d'une pince en aluminium. Ces fractions peuvent être séparées en utilisant les manches de l'extracteur manuel pour sectionner les scellés.

Caractéristiques de la Pince à sertir, dénuder et couper les tubes de poches à Sang, Modèle TS-10002 :

- Alliage en aluminium de haute qualité
- Anti-rouille, léger et robuste
- Facile à nettoyer, en essuyant ou en trempant dans de l'IPA

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Design ergonomique pour facilement saisir et enlever les tubes
- Se fatigue facilement sur une utilisation prolongée
- Système de rouleaux au centre qui permet de maintenir les tubes en position
- Séparation efficace des composants sanguins grâce à une traction facile
- Système de ressort interne permettant le maintien des poignées en position ouverte
- L'emmêlement des tubes de sang est minimisé

Données techniques de la Pince à sertir, dénuder et couper les tubes de poches à Sang, Modèle TS-10002:

Matériel de base	En alliage d'aluminium et acier inoxydable
Rouleaux	Spécialement en Acier, anti-rouille
Pinces	Non Applicable
Caractéristiques	Rouleaux automatiquement centrés
pinces	Non
Poids net (g) +/-5%	68

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/7327-extracteur-de-tube-manuel-modele-ts-10002.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com