

FICHE PRODUIT



Pack de réactifs pour analyseur d'électrolyte ISE3000/XI-921F

Référence : SOC-REA-XI921F

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pack complet de réactifs pour l'analyseurs d'électrolytes ISE 3000 / XI-921F (Na, K, Cl).

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/7329-pack-de-reactifs-pour-ise3000.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com