

FICHE PRODUIT

Lampe à Fente, Modèle BM900

Référence : SOC-BM900

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le biomicroscope original - des performances durables et éprouvées

La lampe à fente Haag-Streit BM 900 ® a été la norme en microscopie depuis près de 50 ans - et le demeure toujours! Plus de 100.000 professionnels du monde entier qui possèdent une BM 900 ® conviennent que c'est leur meilleur investissement qu'ils n'aient jamais fait pour leur consultation.

- Optiques convergentes pour une vision sublime
- Deux positions de grossissement x10 et x16
- Courte distance entre le patient et le praticien
- Optique idéale pour une utilisation quotidienne sans fatigue
- Niveau d'illumination le plus élevé disponible sur une lampe à fente

Le mécanisme à chariot transversal, intégré dans toutes les lampes à fente Haag-Streit, a ses deux mouvements verticaux et horizontaux contrôlés par nos palonniers brevetés. La perfection dans la conception, les matériaux et la construction permet à ces mouvements d'opérer en douceur, sans effort pour les poignets, sans créer de tensions aux doigts - et ceci toute au long de la très grande durée de vie de cette lampe à fente classique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le cœur de la lampe à fente BM 900 ® fourni un système d'éclairage le plus lumineux qui existe dans une lampe à fente (600.000 Lux) fournissant une inclinaison, la rotation de la fente jusqu'à 8 mm en longueur et en largeur. Le basculement est extrêmement important pour une bonne observation du segment postérieur. Tous les filtres et contrôles de fente sont idéalement situés pour faciliter l'utilisation et, comme avec le mécanisme à chariot transversal, chacun d'eux ont un mouvement doux, lisse, sans accroche ni effort. Le mécanisme de fente, qui fait partie de l'une des «différences à l'intérieur», est la pièce maîtresse à elle seule dans cette conception. Offrant ainsi une précision sans faille dans les deux formes et mouvements.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/7336-lampe-a-fente-modele-bm900.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com