

FICHE PRODUIT

Pèse-personne plat électronique de grande capacité, Modèle SECA robusta 813

Référence : SOC-SECA813

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description Pèse-personne plat électronique de grande capacité, Modèle SECA robusta 813

Un plateau particulièrement large et épais pour un accès aisé

La balance SECA robusta 813 combine sécurité et confort : le plateau extrêmement bas (seulement 47 mm d'épaisseur) ainsi que son doux revêtement antidérapant permettent de se peser en toute sécurité. Ce pèse-personne plat convient donc également aux personnes âgées ou souffrant d'un handicap moteur. Le boîtier lisse antichoc de la balance est robuste et durable et se nettoie facilement.

Grande capacité et stabilité

Une balance qui tient le coup : si elle-même ne pèse que 2,6 kg, cette balance supporte pourtant une charge de 200 kg. Le modèle SECA robusta 813 est d'ailleurs doté d'un plateau extra-large (433 mm) dont l'excellente stabilité est assurée par un cadre d'acier intégré. Deux bonnes raisons pour lesquelles ce pèse-personne plat convient particulièrement bien à la pesée des personnes les plus corpulentes.

Affichage LCD à grands chiffres

L'affichage LCD de 29 mm de haut dont est doté le pèse-personne seca robusta 813 permet la

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

lecture rapide et correcte du résultat de la pesée.

Pesée rapide et fiable grâce à la fonction Step-off

La fonction Step-off n'est pas seulement pratique parce qu'elle permet de se peser directement sans devoir allumer d'abord la balance. Elle garantit également un résultat précis en effectuant automatiquement un tarage à vide (remise à zéro) à chaque utilisation. Grâce à son faible poids propre, le modèle SECA robusta 813 convient également aux utilisations mobiles. La fonction de remise à zéro assure fiabilité de la compensation automatique des modifications des conditions ambiantes dues à un changement de lieu.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/7338-pese-personne-plat-electronique-de-grande-capacite-modele-seca-robusta-813.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com