

FICHE PRODUIT



Mètre Déroulant Pour Montage Mural, Modèle SECA 206

Référence : SOC-SECA-206

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Une excellente qualité garantit des résultats précis.

Si les toises, stadiomètres et rubans de mesure comptent parmi les instruments les plus simples du quotidien médical, ils n'en doivent pas moins satisfaire aux exigences cliniques les plus élevées.

Pour une utilisation mobile ou stationnaire, quotidienne ou occasionnelle, dans un espace réduit ou généreusement dimensionné, SECA offre toujours un produit d'excellente qualité. Une qualité visible sur des instruments que des années d'utilisation ne déferment pas et des curseurs qui coulissent avec autant de précision qu'au premier jour, pour des résultats toujours fiables. Une solution pratique et peu encombrante grâce au mécanisme d'enroulement.

Le mètre déroulant SECA 206 pour montage mural. Le montage mural est simple ; une vis suffit. La taille est lue dans la fenêtre placée au-dessus de l'appuie-tête. Le mètre est métallique pour en assurer la longévité

Caractéristiques techniques du Mètre Déroulant Pour Montage Mural, Modèle SECA 206

- Plage de mesure : 0 – 220 cm / 0 – 87"
- Graduation : 1 mm / 1/8"
- Dimensions (LxHxP) : 125 x 125 x 173 mm / 4,9 x 4,9 x 6,8"

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Poids : 202 g / 0,4 lbs

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/7340-metre-deroulant-pour-montage-mural-modele-seca-206.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com