

FICHE PRODUIT

Stadiomètres Mobile Pour La Mesure De La Taille, Modèle SECA 213

Référence : SOC-SECA-213

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- **Avantages du stadiomètres Mobile pour la mesure de la taille , Modèle SECA 213**

L'outil qui vous facilite la prise de mesure mobile.

Le stadiomètres SECA 213 convient parfaitement à une utilisation mobile, par exemple pour mesurer la taille d'enfants ou de jeunes lors d'examens médicaux scolaires, pour l'utilisation par le personnel soignant itinérant, mais aussi pour les cabinets médicaux et les services hospitaliers pédiatriques. De plus, le stadiomètres SECA 213 se prête à la prise de mesure des patients ambulatoires, car ses éléments démontables se transportent très facilement.

Montage rapide et aisé sans fixation murale.

La toise du stadiomètres SECA 213 se compose de plusieurs éléments qui s'assemblent facilement et se montent sur la base avec peu de manipulations. Une fixation supplémentaire à un mur, est superflue.

Le stadiomètres se pose partout.

Le stadiomètres SECA 213 est destiné à être mis en place en toute sécurité quelque soit l'emplacement choisi, parce que sa grande plaque de base lui confère une grande stabilité et une

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

excellente fiabilité. Ces propriétés en font l'instrument de mesure idéal pour tous ceux qui l'utilisent de manière ambulante.

Relevé précis des mesures.

Le grand appui-tête facilite largement le réglage. Les cadrans fixés sur les cotés de la toise permettent la lecture même pendant la prise de mesure et garantissent ainsi un résultat très précis jusqu'à une taille corporelle de 205 cm.

Pratique et maniable pour le transport.

Facile d'utilisation, non seulement parce que la toise se démonte en un tour de main, mais aussi grâce à la poignée qui rend le stadiomètres très maniable et permet de l'emporter partout avec soi.

Caractéristiques techniques du stadiomètres Mobile Pour La Mesure De La Taille, Modèle SECA 213

- Plage de mesure : 20 – 205 cm
- Graduation : 1 mm
- Dimensions du stadiomètres (LxHxP) : 337 x 2.130 x 590 mm
- Dimensions du stadiomètres démonté (LxHxP) : env. 337 x 177 x 624 mm
- Poids : environ 3 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/7344-stadiometres-mobile-pour-la-mesure-de-la-taille-modele-seca-213.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com