

FICHE PRODUIT

Pèse-bébé Electronique Portable, Modèle SECA 336

Référence : SOC-SECA-336

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le pèse-bébé portable à amortisseur d'oscillations.

Pour qu'une technologie de pointe serve à quelque chose, il faut qu'elle fasse ses preuves au quotidien. Le pèse-bébé électronique SECA 336 a tout ce qu'il faut pour faciliter le travail quotidien dans les cabinets de consultation et les hôpitaux : convivial, portable et robuste, il satisfait toutes les exigences auxquelles doit répondre la balance idéale en pédiatrie.

Maniable et léger, pour une utilisation médicale mobile.

Avec seulement 3,4 kg, cette balance est le poids plume de sa catégorie. La poignée latérale intégrée facilite le transport. Un autre détail pratique : la forme plate et peu encombrante de ce pèse-bébé permet de le ranger dans le tiroir d'une table à langer. La sacoche SECA 428 disponible en option protège la balance pendant le transport.

Grande nacelle et affichage

LCD bien lisible pour utilisation confortable. Le bébé est à l'aise et pesé en toute sécurité dans la grande nacelle de la balance SECA 336. Les bébés de grande taille et les enfants en bas âge peuvent être pesés en position assise. Le poids est indiqué sur le module LCD bien éclairé et reste affiché pendant deux minutes. La fonction d'extinction automatique garantit un service économique.

Amortissement automatique pour des résultats fiables.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Une précision absolue en toutes circonstances : le système SECA d'amortissement va de paire avec la technologie de pesée ultrasensible de la SECA 336 pour garantir des résultats exacts, même lorsque le bébé gigote.

Toise optionnelle SECA 232.

La toise SECA 232 disponible en option permet d'économiser du temps en transformant le pèse-bébé SECA 336 en une station combinée de pesée et de mesure

Caractéristiques techniques du Pèse-bébé électronique Portable, modèle SECA 336

- Capacité : 15 kg
- Graduation : 10 g
- Dimensions (LxHxP) : 638 x 115 x 300 mm
- Dimensions du plateau (LxHxP) : 595 x 50 x 255 mm
- Poids : 3,4 kg
- Alimentation : piles / bloc secteur en option
- Fonctions : TARE, HOLD, extinction automatique
- En option : toise SECA 232, appuie-tête SECA 419, adaptateur secteur SECA 447, adaptateur d'alimentation SECA 400, sacoche de transport SECA 428
- Classe d'étalonnage : □

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/7346-pese-bebe-electronique-portable-modele-seca-336.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com