

FICHE PRODUIT

Station de mesure sans fil à ultrasons, Modèle seca 287

Référence : SOC-seca287

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spécifications**• Précision intelligente :**

Grâce au modèle seca 287 nous avons redéfini les limites techniques des stations de mesure de par le monde. Trois paires de capteurs à ultrasons enregistrent en quelques millisecondes la taille du patient et un algorithme d'évaluation numérique spécialement développé à cet effet assure une précision de mesure inégalée. Sur demande, une assistance vocale permet de procéder à des mesures individuelles ou en série de manière autonome. Associé à la connexion au DME et à l'impression pratique des valeurs mesurées, le travail en est facilité. La balance d'une capacité de 300 kg et possédant une graduation de 50 g complète ce produit durable de qualité seca inégalée.

• Précision technologique :

Un algorithme d'évaluation numérique a été spécialement développé pour garantir la qualité de mesure par ultrasons seca afin d'éliminer toute imprécision de mesure. Trois paires de capteurs envoient et reçoivent les signaux ultrasons séparément et effectuent 10 mesures en 200 millisecondes. Associés à l'auto-calibrage permanent, à la compensation des variations de température et à une mesure silencieuse, vous obtiendrez toujours des résultats précis.

• Flexibilité et efficacité maximales :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Grâce à la technologie seca 360° wireless, la station de mesure est compatible avec le réseau et toutes les valeurs mesurées peuvent être transmises sans fil vers les systèmes de dossiers médicaux électroniques. La station de mesure peut être associée au choix à une imprimante sans fil ou au seca direct print, afin d'obtenir des impressions personnalisées pour les patients. Pour décharger le personnel soignant, une assistance vocale de qualité CD permettant d'effectuer la mesure en toute autonomie, est proposé en option. Le verrouillage des touches de l'écran tactile prévient toute modification involontaire des paramètres effectuée par les patients.

- **Qualité de fabrication des plus élevées :**

Tout comme les autres produits seca, la station de mesure à ultrasons seca 287 a été conçue pour durer. Sa conception filigrane et ses éléments de colonne en aluminium la rendent solide. La balance dispose en outre d'un plateau antidérapant en verre sécurit facile d'entretien.

Caractéristiques techniques de la station de mesure sans fil à ultrasons,

Modèle seca 287

Mesure de la taille

Plage de mesure : 60 – 210 cm

Graduation : 1 mm

Technologie à ultrasons : 3 paires de capteurs (3 récepteurs/3 émetteurs)

Auto-calibrage

Témoin LED intégré au capteur

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Balance	
Capacité :	300 kg
Graduation :	50 g < 150 kg > 100 g
Classe d'étalonnage :	□
Dimensions (LxHxP) :	434 x 2.270 x 466 mm
Plateau (LxHxP) :	430 x 60 x 365 mm
Poids :	16,5 kg
Alimentation :	bloc secteur
Transmission des données :	technologie sans fil seca 360° wireless
Fonctions :	TARE, Pré-TARE, TARE-mère, HOLD, auto-HOLD, auto-BMI, CLEAR, autochangement de sensibilité, amortissement réglable, extinction automatique, ENVOYER/IMPRIMER
Compatibilité :	imprimante 360° wireless advanced seca 466, imprimante 360° wireless seca 465, logiciel seca analytics 115, seca emr flash 101 et seca directprint
En option	support pour imprimante seca 481 pour seca 465, support pour imprimante seca 482 pour seca 466

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/7349-station-de-mesure-sans-fil-a-ultrasons-modele-seca-287.html>




SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com