

FICHE PRODUIT

Balance Mécanique A Colonne A Contrepoids Coulissants A Hauteur Des Yeux, Modèle SECA 711

Référence : SOC-SECA-711

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Précision, qualité et caractère

Une précision sans compromis et une technique à toute épreuve sont indispensables pour une balance placée au service quotidien des soins professionnels. C'est précisément avec de telles qualités que cette balance à colonne avec son fléau classique à contrepoids coulissants à hauteur des yeux s'est fait une réputation dans le domaine médical. Le modèle SECA 711 a été optimisé et modernisé : avec une capacité désormais de 220 kg, une convivialité accrue et un design amélioré, cette balance répond parfaitement aux exigences actuelles d'une utilisation en médecine générale, en médecine interne et en consultation diététique

Capacité élevée et plateau de grande dimension

Avec une capacité atteignant 220 kg, la balance SECA 711 a été spécialement conçue pour la pesée des patients obèses et adipeux. Une construction de qualité supérieure et l'attention accordée aux moindres détails de cette balance en assurent la longévité.

La grande dimension et la faible hauteur du plateau en facilitent l'accès. Le revêtement de caoutchouc rainuré antidérapant du plateau de la SECA 711 permet une pesée en toute sécurité, facilitant l'opération aussi bien pour le patient que pour les médecins et le personnel soignant.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Résiste parfaitement à l'usure, même après des années d'utilisation.

Solide châssis en fonte à roulettes de transports intégrées

Le châssis en fonte de la balance SECA 711 est particulièrement robuste et conçu pour une utilisation intense. La laque spéciale du mécanisme à levier protège l'intérieur de la balance contre la Corrosion et en assure la précision à long terme. Malgré sa robustesse, cette balance peut être facilement déplacée sur ses roulettes de transport. Le modèle SECA 711 peut être équipé ultérieurement d'une toise télescopique SECA 220 qui permet de déterminer le poids et la taille en une seule opération

Utilisation pratique et lecture aisée du poids à hauteur des yeux

Les deux faces de l'échelle placée à hauteur des yeux sont graduées, de sorte que le poids peut être lu à la fois par le patient et le professionnel de santé. Les chiffres de grande taille permettent une lecture rapide du résultat de la pesée. Grâce à un traitement de surface spécial, l'échelle graduée.

Caractéristiques Techniques de la balance mécanique à colonne à contrepoids coulissants à hauteur des yeux SECA 711

Capacité : 220 kg

Graduation : 100 g

Dimensions (LxHxP) : 520 x 1.556 x 520 mm

Plateau (LxHxP) : 350 x 84 x 360 mm

Poids propre : 23,5 kg

Classe d'étalonnage :

En option : Toise SECA 220

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/7350-balance-mecanique-a-colonne-a-contrepoids-coulissants-a-hauteur-des-yeux-modele-seca-711.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com