

**FICHE PRODUIT**

## Pèse-personne, Modèle seca viva 750

Référence : SOC-secaviva750

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

La balance Modèle seca viva 750 est d'un blanc lumineux et dynamique. Elle est belle et solide.

Le blanc éclatant de la balance seca viva 750 laquée par revêtement par poudre ne manquera pas d'attirer les regards, où qu'elle soit placée. Cela n'est pas étonnant quand on voit son boîtier en acier dont la plateforme est revêtue de semi cuir blanc exceptionnellement résistant.

### Caractéristiques techniques du pèse-personne, Modèle seca viva 750

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1 kg
- Fonctions : réglage du zero

### Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/7352-pese-personne-modele-seca-viva-750.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)