

FICHE PRODUIT

Pèse-personne mécanique, Modèle seca 7612

Référence : SOC-seca7612

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description Pèse-personne mécanique, Modèle seca 7612

- Grand cadran gradué en métal, parfaitement lisible
- Nouveau tapis amovible clipsé, facilement remplaçable
- Mécanisme interne galvanisé
- Système d'encliquetage du cercle autour du cadran optimisé
- Plexiglass et cercle fabriqués en matière plastique de haute résistance.

Spécifications

- **Aussi précis que compact**

Les pèse-personnes mécaniques seca sont tout aussi convaincants par leur construction solide et peu encombrante que par leur fonctionnalité et leur précision médicale. Parmi la gamme de modèles disponibles, vous pourrez choisir le modèle seca 761, homologué pour un usage médical classe $\square$.

- **Grand cadran original**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Le grand cadran gradué en métal est conçu durablement pour une lecture aisée et précise du poids. Le corps robuste entièrement métallique abrite un système à levier particulièrement résistant. Le large plateau peu épais de la balance est revêtu d'un tapis antidérapant amovible.

Caractéristiques techniques du pèse personne mécanique, Modèle seca 761

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 1.000 g
- Dimensions (LxHxP) : 303 x 118 x 470 mm
- Plateforme (LxHxP) : 270 x 65 x 280 mm
- Poids : 4 kg
- En option : sacoche de transport seca 421
- Classe d'étalonnage : $\square$

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pese-bebes-et-pese-personnes-medicaux/7353-pese-personne-mecanique-modele-seca-7612.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com