

FICHE PRODUIT



Désinfectant à pulvériser Aniospray Surf 41, 5L

Référence : SOC-AN2420034

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Application:

- Désinfection des surfaces hautes, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés

Avantage:

- Désinfectant à pulvériser prêt à l'emploi
- Large compatibilité avec tous types de matériaux
- Séchage rapide et sans trace, ne laisse pas de film gras après pulvérisation

Composition:

- Ethanol 327mg/g, N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine 1,4mg/g, chlorure de didécyldiméthylammonium 1,1mg/g

Propriétés microbiologiques:

- Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 13697, T 72-281 : 5 minutes
- Mycobactéries : EN 14348, EN 13697 : 5 minutes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Levures : EN 1275, EN 13624, EN 13697, T 72-281 : 5 minutes
- Moisissures : EN 1275, EN 13624, EN 13697 : 15 minutes
- Virus : PRV (virus modèle HCV), BVDV (virus modèle HBV), HSV, Vaccinia virus : 1 minute

Consignes:

- Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit

Conditionnement minimum de vente: 4 bidons de 5L**Conformité et garantie****Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/7360-desinfectant-a-pulveriser-aniospray-surf-41-5l.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com