

FICHE PRODUIT

Nettoyant Désinfectant Anios SPS PREMIUM en remplacement de ANIOS TS Inox Premium, En Spray

Référence : SOC-AN2437241

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Application :

Nettoyage, détartrage et désinfection des de toutes surfaces émaillées, inox ou plastiques ainsi que des sanitaires (lavabo, robinetterie, douche, baignoire)

Convient pour les surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires

Prêt à l'emploi

Avantages :

Triple action : nettoyant, désinfectant et détartrant

Flacon ergonomique avec pistolet mousser : évite l'aérosolisation des fines particules

Composition :

- Chlorure de didécyl diméthyl ammonium 1,1mg/g

Propriétés microbiologiques :

- Bactéries : , EN 1276, EN 13697 : 5 minutes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Levures/Moisissures : EN 1650, EN 13697 : 15 minutes
- Virus : actif selon EN14476 sur, Rotavirus, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV) : 5 minutes

Produit biocide (Groupe 1 - TP2)

Assure en une seule opération le nettoyage, le détartrage

et la désinfection des surfaces

Pulvérisateur mousse dense pour une application sur les

surfaces verticales et les surfaces difficiles d'accès

Formulation Aniosafe : sur base active lactique et acide glycolique

Produit non corrosif : formulé sans acide fort

Haut pouvoir détartrant

Large spectre antimicrobien

Conditionnement minimum de vente : 12 flacons de 750 ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-sols-et-surfaces/7362-nettoyant-desinfectant-anios-ts-inox-premium-en-spray.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com