

FICHE PRODUIT



Désinfectant à Pulvériser Aniospray Quick, 1L

Référence : SOC-ANI2084073

Points forts

- délais : 2 semaines
- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Désinfectant à Pulvériser Aniospray Quick

- Solution prête à l'emploi
- Sur base éthanol
- Large spectre d'activité en temps court
- Ne laisse pas de trace au séchage
- Odeur agréable
- Formulation sans aldéhyde, sans colorant

INDICATIONS

Désinfection à action rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie, ...).

CARACTERISTIQUES

- Produit prêt à l'emploi

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Liquide limpide incolore
- Densité : environ 0,9
- pH à + 20°C : env 5,5

COMPOSITION

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 550 mg/g), Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl poly(oxyéthyl)ammonium (N°CAS 94667-33-1: 1,1 mg/g), excipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Dangereux - Respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
- Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Stockage : +5°C à +25°C.
- Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP2) et des dispositifs médicaux de classe Iia (Directive 93/42/CEE modifiée) - usage réservé aux professionnels.

CONDITIONNEMENTS

12 flacons de 1 litre avec 4 pulvérisateurs

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-surfaces-hautes/7372-desinfectant-a-pulveriser-aniospray-quick-1l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	2 semaines
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com