

FICHE PRODUIT



Désinfectant à Pulvériser Aniospray Quick, 5L

Référence : SOC-ANI2084034

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Désinfectant à Pulvériser Aniospray Quick

- Solution prête à l'emploi
- Sur base éthanol
- Large spectre d'activité en temps court
- Ne laisse pas de trace au séchage
- Odeur agréable
- Formulation sans aldéhyde, sans colorant

INDICATIONS

Désinfection à action rapide des surfaces, du matériel médical et des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool (stéthoscopes, capteurs de pression, testeurs de glycémie, ...).

CARACTERISTIQUES

- Produit prêt à l'emploi

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Liquide limpide incolore
- Densité : environ 0,9
- pH à + 20°C : env 5,5

COMPOSITION

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 550 mg/g), Propionate de N,N-didécyl-N-méthyl poly(oxyéthyl)ammonium (N°CAS 94667-33-1: 1,1 mg/g), excipients.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Dangereux - Respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
- Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Stockage : +5°C à +25°C.
- Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 - TP2) et des dispositifs médicaux de classe Iia (Directive 93/42/CEE modifiée) - usage réservé aux professionnels.

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	EN 1040, EN 13727, EN 14561, EN 13697.SARM (EN 14561)	30 secondes
Mycobactéries	Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563	30 secondes
	Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563	5 minutes
Levures / Moussures	Candida albicans : EN 1275, EN 13624, EN 14562, En 13697 Trichophyton mentagrophytes : EN 14562	30 secondes
	Aspergillus niger : EN 1275, EN 13624, EN 14562,En 13697	5 minutes
Virus	Adenovirus, HIV-1, PRV (surrogate of HBV), BVDV (surrogate of HCV), Vaccinia virus* Herpes-virus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H1N1)	30 secondes
	Calicivirus Felin, Norovirus MNV	5 minutes

CONDITIONNEMENTS

4 bidons de 5 litres

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-surfaces-hautes/7374-desinfectant-a-pulveriser-aniospray-quick-5l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com