

FICHE PRODUIT

Désinfectant Induspray WR 52, 5L

Référence : SOC-ANI2481039

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Spray désinfectant sur base alcool.
- Séchage rapide.
- Sans rinçage.

INDICATIONS

Désinfection des surfaces et matériels préalablement nettoyés destinés à être en contact avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage.

COMPOSITION

Ethanol (N°CAS 64-17-5 : 512 mg/g), excipients.

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide limpide
- Densité : env. 0,9
- pH : 4,0 à 5,5

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Désinfectant pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires (Groupe 1 – TP4). USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS.

MODE D'EMPLOI

- S'utilise sans dilution sur des surfaces préalablement nettoyées.
- Pulvériser uniformément sur la zone à traiter ou sur un non-tissé propre et sec.
- Appliquer en quantité suffisante (+/- 30 ml/m²).
- Respecter un temps de contact de 5 minutes.

Pour la fréquence d'utilisation et le nettoyage du matériel d'application, se référer au plan d'hygiène en place.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES

Actif sur	Normes	Temps de contact
BACTÉRIES	EN 1276, EN 13697	5 min.
LEVURES / MOISSISSURES	EN 1650, EN 13697	5 min.

Homologué en traitement bactéricide et fongicide à la dose de 100% en 5 min, 20°C sous le N°BTR0358.

Traitements d'hygiène générale

Assainissement du matériel :

- de transport et de préparation de la nourriture pour les animaux d'élevage
- de récolte
- de transport, de stockage, de transformation industrielle et de commercialisation des POA et POV

Assainissement des véhicules :

- de transport de la nourriture pour les animaux d'élevage
- de récolte
- de transport des POA et POV

Assainissement des locaux :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- de préparation de la nourriture pour les animaux d'élevage
- de stockage, de transformation industrielle et de commercialisation des POA et POV.

Industries laitières

Assainissement du matériel de transport, de stockage, de transformation industrielle et de commercialisation des POA et POV

Assainissement des véhicules de transport des POA et POV

Locaux de traite

Assainissement des locaux de stockage, de transformation industrielle et de commercialisation des POA et POV

SOUCHES ADDITIONNELLES

Actif sur	Normes	Temps de contact
BACTÉRIES • <i>Listeria monocytogenes</i> • <i>Salmonella enteritidis</i> • <i>Enterobacter sakazakii</i>	EN 13697 EN 13697 EN 13697	5 min. 5 min. 5 min.
LEVURES /MOISSISSURES Candida kefyr - <i>Rhodotorula mucilaginosa</i> - <i>Cryptococcus albidus</i>	EN 13697 EN 13697 EN 13697	5 min. 5 min. 5 min

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).
- Utilisez les biocides avec précaution.
- Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Stocker entre +5°C et +25°C.

CONDITIONNEMENT

4 Bidons de 5L

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-des-surfaces-hautes/7376-desinfectant-induspray-wr-52-25l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com