

FICHE PRODUIT

Désinfectant ANIOS R444 , Bidons de 1 litre doseur

Référence : SOC-ANI191137

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

INDICATIONS

Produit spécial de rénovation des instruments en inox et dispositifs médicaux. Elimine les traces protéiques, les dépôts d'oxyde de fer et autres tâches d'oxydation.

CARACTÉRISTIQUES

- Solution liquide limpide.
- Densité à 20°C: 1,360 +/- 0,005
- pH (produit dilué) à +20°C : environ 1,25

MODE D'EMPLOI

Avant toute utilisation s'équiper de protections adéquates : masque, lunettes et gants. Etc.

Solution concentrée pour usage professionnel.

Utilisation en trempage à la dilution de 0,5 à 5 % dans l'eau tiède.

- Immerger les instruments.
- Temps de trempage: 1 à 2 heures (contrôler l'état de l'instrumentation toutes les 30 minutes).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lorsque l'instrumentation est visiblement rénovée, la sortir du bain
- Rincer soigneusement et sécher.
- Renouveler le bain de trempage au moins une fois par jour.

A n'employer que sur des surfaces en acier inoxydable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Stockage : de +5°C à +35°C.

Dispositif médicale de classe I (Directive 93/42/CEE modifiée).

CONDITIONNEMENT

3 flacons de 1 L doseur

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-de-haut-niveau/7377-desinfectant-anios-r444-soc-r444.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com