

FICHE PRODUIT

Désinfectant ANIOSEPT ACTIV, seaux de 5 kg

Référence : SOC-ANI2416095UG

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Désinfectant de haut niveau des instruments chirurgicaux et endoscopes.

CARACTERISTIQUES

- Poudre libératrice d'acide peracétique
- Poudre blanche à faible granulométrie
- Poudre hygroscopique (conserver à l'abri de l'humidité)
- Veiller à ce que le seau soit bien fermé entre chaque utilisation.
- Légèrement parfumée
- pH à dilution (1%) : environ 8,5
- Pour une désinfection de haut niveau, renouveler le bain de trempage au bout de 4 heures

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques) Stockage : de +5°C à +30°C. Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

CONDITIONNEMENT : 2 seaux de 5 kg, 1 boîte de 50 bandelettes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

PROPRIETES ANTIMICROBIENNES : Actif sur les bactéries, les levures, les virus, les fungus, les mycobacteries, les spores. Temps de contact : 5 à 15 min

MODE D'EMPLOI :

- **Dissoudre** 100 g dans 5L d'eau ; Stabilité du bain : 4 heures.
- **Immerger** complètement le dispositif médical, préalablement nettoyé. Irriguer les corps creux. Temps de contact : 15 minutes. **Rincer** très soigneusement à l'eau stérile ou filtrée (0,2µm).
- **Essuyer** le dispositif médical avec un champ stérile, conserver aseptiquement

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-desinfectants-de-haut-niveau/7379-desinfectant-aniosept-activ.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com