

FICHE PRODUIT

ANIOSYME DD1, bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 25 ml

Référence : SOC-ANI1200036

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

ANIOSYME DD1, nettoyant et pré-désinfectant, 5L

Indication: Nettoyage et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicales, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique.

Propriétés microbiologiques: Bactéricide (Actif sur B.K.), les champignons (Actif sur Candida albicans), les virus (Actif sur les virus HIV-1, de l'Hépatite B et BVDV, Hépatie C).

Mode d'emploi:

- Trempage 5 minutes.
- Brosser si nécessaire.
- Rincer soigneusement.
- Usage en bain à ultrason.

Dose d'emploi: dilution à 0,5%, soit 25 ml pour 5 litres d'eau.

Conditionnement: Carton de 4 bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse de 25 ml;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-nettoyants-et-pre-desinfectants/7384-aniosyme-dd1-bidons-de-5-litres-avec-1-pompe-doseuse-de-25-ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com