

FICHE PRODUIT



HEXANIOS G + R, nettoyant et pré- désinfectant, 5L

Référence : SOC-ANI165046

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Indications:

Détergent à action renforcée, sans aldéhyde ni chlore pour décontamination et nettoyage des instruments chirurgicaux et médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée. Matériel thermosensible et autoclavable

Compatibilité : Compatible avec les métaux inoxydables, verre et matières plastique. Non corrosif.

Propriétés microbiologiques: Bactéricide, fongicide, virucide (actif sur HIV-I, HBV et herpès virus).

Mode d'emploi:

- Trempage: 15 minutes.
- Eau froide ou chaude.
- Usage en bain à ultra-son.
- Brosser si nécessaire.
- Rincer et essuyer.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dose d'emploi: Dilution à 0,5%, soit 25 ml pour 5 litres d'eau.

Conditionnement : Bidons de 5 litres avec 1 pompe doseuse (1 × 5L)

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-nettoyants-et-pre-desinfectants/7385-hexanios-g-r-nettoyant-et-pre-desinfectant-5l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com