

FICHE PRODUIT

Seringues finntip STEPPER standard, 2,50 ml

Référence : THE-SFS2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Seringues finntip STEPPER standard, 2,50 ml;

- Incréments: 50 µl;
- permet de distribuer 5 volumes différents;
- 25 volumes au choix pour une distribution de 10 à 5 000 µl;
- Condition minimum de vente: boîte de 100.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-finntip-stepper/74-seringues-finntip-stepper-standard-2-50ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com