

FICHE PRODUIT

SALVANIOS PREMIUM, Bidon de 5L

Référence : SOC-ANI2717036

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Indications

Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel endoscopique. S'utilise en trempage ou en bac à ultrasons. Dispositif médical de classe IIb.

Composition

Propionate d'ammonium quaternaire, digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, parfum, colorant et excipients.

Mode d'emploi : produit à diluer soit 25mL pour 5L

Propriétés microbiologiques : actif sur les bactéries, les levures les virus (HIV-1, PRV (virus modèle HBV), HSV-1, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus)

Conditionnements : 4 bidons de 5L + pompe 25mL

Formule brevetée

- » Détergence haute performance.
- » Large efficacité anti-microbienne dès 15 minutes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- » Non corrosif vis-à-vis des matériaux.
- » Formulé sans EDTA, sans NTA et sans substance CMR.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/7408-salvanios-premium-bidon-de-5l.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com