

FICHE PRODUIT

ANIOSAFE SAVON DOUX HF, flacons de 500 ml avec pompe Vissée

Référence : SOC-AN1918228

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

ANIOSAFE SAVON DOUX HF, flacons de 500 ml avec pompe Vissée

L'**Aniosafe savon doux HF (Haute Fréquence)** Anios, en flacon de 500 ml, est une solution lavante, préconisée pour les **lavages des mains** simples et fréquents, également facilement pour une toilette générale, par exemple en milieu hospitalier. Sa formulation à pH neutre et enrichie en glycérine permet le maintien de l'hydratation de l'épiderme. Ce savon liquide est très doux, non agressif pour la peau

Avantage:

1. Enrichi en substance hydratante.
2. Testé sous contrôle dermatologique.
3. Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.
4. Adapté à la toilette de l'enfant de moins de 3 ans.
5. Adapté pour les peaux sensibles (et un usage fréquent)

Ingédients:

Aqua (Water), Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycerin, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido, MEA-Sulfosuccinate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate,

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

PEG-200, Hydrogenated Glyceryl Palmate and PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum (Fragrance), Lactic acid.

Caracteristiques techniques :

- Solution ambrée
- pH du produit : env. 6,5
- Densité : env. 1,027
- Viscosité adaptée à tout type de distributeurs.

Propriétés :

Résistance à la biocontamination: Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.

Pseudomonas aeruginosa: CIP 82 118

Staphylococcus aureus: CIP 4 83

Candida albicans: CIP 48 72

Aspergillus niger: ATCC 16404

Précaution d'emploi :

- Se référer à l'étiquette.
- Stockage : +5°C à +35°C

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-et-nettoyage-des-mains/7418-aniosafe-savon-doux-hf-flacons-de-500-ml.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com