

FICHE PRODUIT

ANIOSAFE MANUCLEAR HF, 12flacons de 500 ml avec pompe vissée

Référence : SOC-AN1919228

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

ANIOSAFE MANUCLEAR HF, flacon de 500 ml avec pompe vissée

- Enrichi en substance hydratante.
- Testé sous contrôle dermatologique.
- Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens.
- Adapté à la toilette de l'enfant de moins de 3 ans.
- Adapté pour les peaux sensibles et un usage fréquent.

Indications

Recommandé pour le lavage simple des mains et la toilette générale en milieu hospitalier, lors d'utilisations fréquentes.

Ingrédients

Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Glycerin, Sodium C14-17 Alkyl Sec Sulfonate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate (and) PEG-7 Glyceryl Cocoate, Benzyl Alcohol, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Lactic acid, Parfum (Fragrance), CI 14720.

Caractéristiques techniques:**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Solution de couleur rose
- pH du produit : env. 6,04
- Densité : 1,023
- Indice de réfraction : 1,3505
- Viscosité : 487 mPa.s

Propriétés :

Résistance à la biocontamination: Test de recontamination hebdomadaire mené pendant 15 semaines.

Pseudomonas aeruginosa: CIP 82 118

Staphylococcus aureus: CIP 4 83

Candida albicans: CIP 48 72

Aspergillus niger: ATCC 16404

Précaution d'emploi:

- Se référer à l'étiquette.
- Stockage : +5°C à +35°C

Conditionnement minimum de vente: 12 x 500 ml

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/les-cremes-mains-et-solutions-lavantes/7428-aniosafe-manuclear-hf-flacon-de-500-ml-avec-pompe-vissee.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com