

FICHE PRODUIT

INSTRUBAC 4 Litres, fibro / endoscopie panier + couvercle plein

Référence : SOC-ANI404157

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection et la désinfection de l'instrumentation.

Caractéristiques :

- Bacs autoclavables avec couvercle enveloppant
- Volume utile **4 L**
- Taille panier (L x l x h) **42 x 14 x 8.5 cm**
- Simple/double et Sans robinet

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bacs-et-modules/7433-instrubac-autoclavable-4-litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com