

FICHE PRODUIT



INSTRUBAC autoclavable 15L, endoscopie panier + couvercle plein

Référence : SOC-ANI404450

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Bacs de trempage pour le ramassage, la pré-désinfection et la désinfection de l'instrumentation.

Caractéristiques :

- Bacs autoclavables avec couvercle enveloppant
- Volume utile **15 L**
- Taille panier (L x l x h) **85.5 x 18 x 7.5 cm**
- Ils peuvent être Simple Avec robinet, Simple sans robinet, double Avec robinet ou double sans robinet

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bacs-et-modules/7436-instrubac-autoclavable-15l-endoscopie-panier-couvercle-plein.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com