

FICHE PRODUIT



Instrubac Ultra-sons 3 litres panier + couvercle plein

Référence : SOC-ANI404440

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Nettoyage rapide et en profondeur des instruments difficiles à nettoyer
- Augmente la durée de vie des instruments coupants
- Evite le risque d'abrasions lors du brossage des instruments
- Panneau de commande simplifié
- Bouton de réglage de durée 0 à 30 min

Indications

- Nettoyage des instruments difficiles à nettoyer : fraises diamantées, endodontic files, instruments manuels, ciseaux prothèses (couronnes ligatures, dentiers), application orthodontiques, outils de laboratoire.
- S'utilise avec les pré-desinfectants ANIOS type HEXANIOS G+R, ANIOSYME DD1, SEPTANIOS MD, ANIOSYME PLA II.

Caractéristiques techniques

- Dimensions (avec couvercle) : L 262 x H 224 x P 162 mm
- Dimensions de la cuve : L 238 x H 100 x P 135 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Capacité de la cuve : 3L
- Alimentation : 230 V
- Poids : 3,5 Kg

Mode d'emploi

1. Remplir la cuve avec de l'eau du robinet tiède : volume = 3L.
2. Ajouter la solution de pré-désinfection (voir l'étiquette pour la quantité à verser).

Attention: tous les articles doivent être totalement immergés.

3. Mettre l'appareil en service à l'aide de l'interrupteur lumineux ON/OFF frontal.

4. Programmation et temps de nettoyage à l'aide du temporisateur :

- Tourner la temporisation sur le temps souhaité (Se référer à l'étiquette du produit utilisé).
- Quand le temps programmé est écoulé, la minuterie interrompt automatiquement l'émission des ultra-sons.
- La chauffage continue jusqu'à ce que la température maximum soit atteinte.
- Pour éteindre complètement l'appareil, appuyer sur l'interrupteur lumineux ON/OFF.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bacs-et-modules/7438-instrubac-ultra-sons-3-litres-panier-couvercle-plein.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com